


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Afg3L2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4W6

Numero articolo: CM0022339



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-AFG3L2 validato per WB, IHC-P, IP, ELISA; cross-reattivo con umano, topo, ratto. Immunogeno ricombinante. Ideale per studi sulla proteasi m-AAA della membrana interna mitocondriale e ricerche sull'ataxia spinocerebellare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AFG3L2 Rabbit pAb
Note/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10939
Gene ID	10939
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 538-797 di AFG3L2 umano (NP_006787.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4W6
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio