


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Afg3L2 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9Y4W6

Numero articolo: CM0021149



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AFG3L2 umano (proteasi m-AAA), validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca sul controllo di qualità mitocondriale e sulle neurodegenerazioni.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AFG3L2 Rabbit pAb
Note/Alias	OPA12; SCA28; SPAX5; AFG3L2
Specie	Umana
GenelD (Umano)	10939
GenelD	10939
Immunogeno	Proteina Ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 538-797 di AFG3L2 umano (NP_006787.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4W6
Peso Proteico	89kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio