

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Afm Per Wb, Elisa - P43652

Numero articolo: CM0017198



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'afamina umana (AFM), validato per WB e ELISA con reattività crociata verso il ratto. Ideale per studi sulla segnalazione Wnt e sul trasporto della vitamina E.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AFM Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ALF; ALB2; ALBA; AFM
Specie	Umano
GeneID (Umano)	173
GeneID	173
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-599 dell'AFM umana (NP_001124.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	P43652
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio