

Anticorpo Monoclonale Anti-Ager Per Wb - Q15109

Numero articolo: CM0008675



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-AGER (RAGE) ricombinante di coniglio validato per WB, IF, IHC e ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi su segnalazione RAGE, infiammazione e malattie correlate all'età.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AGER Rabbit PolymAb®
Note/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1
Specie	Umano
ID gene (Umano)	177
ID gene	177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-344 di AGER umano. (NP_001127.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15109
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio