

Anticorpo Monoclonale Anti-Ager (Rage) Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q15109

Numero articolo: CM0006432



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro l'AGER (RAGE) umano. Validato per applicazioni WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca su infiammazione, diabete e neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AGER Rabbit mAb
Note/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Specie	Uomo
GeneID	177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-344 dell'AGER umano (NP_001127.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15109
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio