

Anticorpo Policlonale Anti-Ager (Rage) Per Wb, Elisa - Q15109

Numero articolo: CM0016419



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AGER (RAGE) umano, validato per Western blot e ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Mira al dominio extracellulare di RAGE, un recettore di riconoscimento di pattern implicato nell'infiammazione, nelle complicanze del diabete e nella neurodegenerazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AGER Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Specie	Umano
GeneID	177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-210 di AGER umano (NP_001127.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15109
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio