

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ager (Rage) Per Wb E Elisa - Q15109

Numero articolo: CM0016131



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AGER (RAGE) per Western blot e ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca su prodotti finali della glicazione avanzata, complicanze diabetiche e malattia di Alzheimer.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AGER Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	RAGE; sRAGE; SCARJ1; AGER
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	177
GeneID	177
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-330 di AGER umano (NP_001127.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15109
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio