

Anticorpo Policlonale Anti-Agfg1 Per Wb E Elisa - P52594

Numero articolo: CM0030791



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato all'AGFG1 umano, validato per Western blot e ELISA. Adatto per studiare l'esportazione di RNA dipendente da HIV-1 Rev, la biogenesi dell'acrosoma e il traffico dell'RNA. Reagisce incrociato con il topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AGFG1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HRB, RAB, RIP, AGFG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	3267
GeneID	3267
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 dell'AGFG1 umano (NP_004495.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P52594
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio