

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aggregan Per Wb, Ihc, If, Elisa - P16112

Numero articolo: CM0027279



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'Aggregan umano, validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Rileva l'Aggregan in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla matrice cartilaginea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Aggregan Rabbit pAb
Note/Alias	AGC1; SEDK; AGCAN; CSPG1; MSK16; CSPGCP; SSOAOD; Aggregan
Specie	Umano
GeneID (Umano)	176
GeneID	176
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 420-575 dell'Aggregan umano (NP_037359.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P16112
Peso Proteico	261kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio