

Anticorpo Monoclonale Di Topo Anti-Agk Per Wb E Elisa - Q53H12

Numero articolo: CM0002497



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo anti-AGK di alta qualità validato per applicazioni WB e ELISA. Specifico per l'acilglicerolo chinasi umana, una chinasi lipidica mitocondriale coinvolta nella produzione di LPA/PA e nell'importazione di proteine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AGK Mouse mAb
Note/Alias	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDPS10; AGK
Specie	Umana
GeneID (Umana)	55750
GeneID	55750
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-422 della AGK umana (NP_060708.1)
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q53H12
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio