

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Agk Per Wb, Elisa - Q53H12

Numero articolo: CM0030337



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'AGK umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce con umano e ratto. L'AGK è una lipide chinasi mitocondriale coinvolta nella produzione di LPA/PA e nell'importazione di proteine mediata dal complesso TIM22. Ideale per la ricerca sul metabolismo e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AGK Rabbit pAb
Note/Alias	MULK; CATC5; CTRCT38; MTDP510; AGK
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	55750
ID Gene	55750
Immunogeno	Proteina ricombinante
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q53H12
Peso proteico	47kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio