

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Agmat Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bse5

Numero articolo: CM0013145

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-AGMAT convalidato per applicazioni WB, IF/ICC, ELISA con reattività verso le specie umana e ratto. Riconosce l'AGMAT endogeno (idrolasi acido guanidinico), un enzima mitocondriale di 38 kDa nel metabolismo dell'arginina e nella detossificazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AGMAT Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	AGMAT
Specie	Umano
Gene ID	79814
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante corrispondente agli amminoacidi 1-352 dell'AGMAT umano (NP_079034.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9BSE5
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio