

Anticorpo Policlonale Anti-Ago1 Per Wb, Elisa - Q9UI18

Numero articolo: CM0024837



introduzione

AGO1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio prodotto contro l'N-terminale di AGO1 umano. Validato in WB ed ELISA, rileva AGO1 in campioni umani, murini e di ratto, rendendolo adatto per studi sulla via RNAi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AGO1 Rabbit pAb
Note/Alias	Q99; EIF2C; hAgo1; EIF2C1; GERP95; NEDLBAS; AGO1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	26523
GeneID	26523
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-170 di AGO1 umano (NP_036331.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9UL18
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio