

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Agpat1 Per Wb, Ip, Elisa - Q99943

Numero articolo: CM0028859

introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio AGPAT1 validato per WB, IP ed ELISA. Rileva AGPAT1 umano, murino e di ratto, un'aciltransferasi chiave nella biosintesi dei fosfolipidi. Adatto per studi sul metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AGPAT1 Rabbit pAb
Note/Alias	G15; LPAATA; LPLAT1; 1-AGPAT1; LPAAT-alpha; AGPAT1
Specie	Umano
GeneID	10554
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 204-283 di AGPAT1 umano (NP_006402.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99943
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio