

Anti-Agpat4 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q9Nrz5

Numero articolo: CM0021319

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AGPAT4 umano, validato per WB ed ELISA. Rileva il topo. Adatto per studi sulla biosintesi dei fosfolipidi, sull'attività dell'aciltransferasi dell'acido lisofosfatidico e sulla ricerca del metabolismo lipidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome Prodotto	AGPAT4 Coniglio pAb
Note/Alias	LPAAT4; LPLAT4; 1-AGPAT4; dJ473J16.2; LPAAT-delta; AGPAT4
Specie	Umano
GeneID (umano)	56895
GeneID	56895
Immunogeno	Petide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 270-378 dell'AGPAT4 umano (NP_064518.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q9NRZ5
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio