

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Agps Per Wb, If/Icc, Elisa - O00116

Numero articolo: CM0017742

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro l'AGPS umana, adatto per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Reagisce in modo crociato con il topo. Per la ricerca sulla biosintesi dei lipidi eteri perossisomiali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AGPS Rabbit pAb
Note/Alias	ADAS, ADPS, RCDP3, ADAP-S, ADHAPS, ALDHPSY, AGPS
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	8540
ID Gene	8540
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 379-658 dell'AGPS umana (NP_003650.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo
SWISS	O00116
Peso proteico	73kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio