


Anticorpo Policlonale Anti-Agrin Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O00468

Numero articolo: CM0023168



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Agrin umano validato per Western blot, IF/ICC ed ELISA. Rileva Agrin umano, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla giunzione neuromuscolare, cartilagine e sinapsi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	AGRN Rabbit pAb
Note/Alias	CMS8; AGRIN; CMSPPD; AGRN
Specie	Umano
GeneID (umano)	375790
GeneID	375790
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-350 di AGRN umano (NP_940978.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00468
Peso Proteico	217kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio