

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Agtr2 Per Wb, Elisa - P50052

Numero articolo: CM0011544



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Anti-AGTR2 (WB, ELISA) generato contro un peptide sintetico derivato da AGTR2 umano. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Per la ricerca sul recettore dell'angiotensina II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	AGTR2 Rabbit mAb
Note/Alias	AT2; ATGR2; MRX88; AGTR2
Specie	Umano
ID Gene	186
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 264-363 di AGTR2 umano (P50052).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P50052
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio