

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Agtr2 Per Wb E Elisa - P50052

Numero articolo: CM0021179



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per AGTR2 umano (Recettore dell'angiotensina II di tipo 2). Convalidato per Western blot e ELISA. Adatto per ricerche sulla vasocostrizione, l'inibizione della proliferazione cellulare e la segnalazione GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AGTR2 Rabbit pAb
Note/Alias	AT2, ATGR2, MRX88, AGTR2
Specie	Umana
ID gene (Umano)	186
ID gene	186
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 150-250 di AGTR2 umano (NP_000677.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P50052
Peso proteico	41 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio