

Anticorpo Policlonale Anti-Agtrap Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Rw13

Numero articolo: CM0016489

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-AGTRAP validato per WB, IHC-P ed ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Mira alla proteina associata al recettore dell'angiotensina II di tipo 1 da 17 kDa, un regolatore negativo della segnalazione dell'angiotensina II. Ideale per la ricerca sulle malattie cardiovascolari e renali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	AGTRAP Rabbit pAb
Note/Alias	ATRAP; AGTRAP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57085
GeneID	57085
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 93-152 di AGTRAP umano (NP_065083.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q6RW13
Peso Proteico	17 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio