


Anticorpo Monoclonale Anti-Aha1 Per Wb, Elisa - 095433

Numero articolo: CM0008673



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro AHA1/p38 umano (attivatore dell'ATPasi HSP90). Validato per Western blot ed ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per studi sulle chaperonine e sulla risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AHA1 Rabbit mAb
Note/Alias	p38, AHA1, hAha1, C14orf3
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	10598
ID del gene	10598
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 239-338 di AHA1 umano (095433).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Uomo, topo, ratto
SWISS	095433
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante