


Anticorpo Policlonale Anti-Ahcy Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P23526

Numero articolo: CM0029359



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio AHCY (SAHH) validato per WB, IF/ICC, ELISA su umano, topo, ratto. Bersaglia l'adenosilomocisteinasi, 48 kDa, essenziale per gli studi sul metabolismo a un carbonio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AHCY Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SAHH; adoHcyase; AHCY
Specie	Umano
GenelD (umano)	191
GenelD	191
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 253-432 di AHCY umana (NP_000678.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23526
Peso proteico	48kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio