


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ahcy1 Per Wb, Elisa - O43865

Numero articolo: CM0030441



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro AHCYL1 (IRBIT) per Western blot e ELISA. Rileva la proteina 1 simile all'adenosilomocisteina idrolasi S-adenosilomocisteina umana, murina e ratto, coinvolta nella segnalazione del calcio, nella secrezione di fluidi e nell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AHCYL1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	DCAL; IRBIT; PPP1R78; PRO0233; XPVKONA; AHCYL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10768
GeneID	10768
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-260 di AHCYL1 umano (NP_006612.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O43865
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio