

Anticorpo Policlonale Anti-Ahr Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35869

Numero articolo: CM0014386



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il recettore degli idrocarburi arilici umano (AHR). Convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Utile per studi sul metabolismo xenobiotico, l'immunità e il ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AHR Rabbit pAb
Note/Alias	RP85; bHLHe76; AHR
Specie	Umana
GenelD (Umana)	196
GenelD	196
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	P35869
Peso proteico	96kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio