

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ahr Per Wb, Elisa - P35869

Numero articolo: CM0009038



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-AHR di alta qualità per WB e ELISA. Bersaglia il recettore degli idrocarburi arilici umano (bHLHe76, P35869). Ideale per la ricerca sulla risposta agli xenobiotici, il cancro e il ritmo circadiano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AHR Rabbit mAb
Note / Alias	RP85; bHLHe76; AHR
Specie	Umana
GeneID (Umana)	196
GeneID	196
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 619-848 dell'AHR umano (NP_001612.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P35869
Peso proteico	96kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio