

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ahr Per Wb E Elisa - P30561

Numero articolo: CM0029345



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-AHR testato per Western blotting e ELISA. Riconosce l'AHR di topo, un fattore di trascrizione attivato da ligandi coinvolto nel metabolismo degli xenobiotici, nell'immunità e nei ritmi circadiani. Ideale per la ricerca sul cancro e la tossicologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AHR Rabbit pAb
Note/Alias	Ah; In; Ahh; Ahre; bHLHe76
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	196
GeneID	11622
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 706-805 dell'AHR di topo (NP_038492.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P30561
Peso proteico	95 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio