

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Ahr Polymab® Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35869

Numero articolo: CM0007128



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il recettore arilico degli idrocarburi umano (AHR, bHLHe76). Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideale per studi sulla risposta agli xenobiotici, sul ritmo circadiano e sul cancro. Riconosce una proteina di 96 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AHR Rabbit PolymAb®
Note/alias	RP85; bHLHe76
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	196
ID del gene	196
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 619-848 di AHR Rabbit PolymAb® umano (NP_001612.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P35869
Peso della proteina	96 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante