


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ahsp Per Wb, Elisa - Q9Nzd4

Numero articolo: CM0026855



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro AHSP umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce incrociatamente con topo e ratto. Adatto per ricerche sull'eritropoiesi, sulla stabilità dell'emoglobina e sulla beta-talassemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AHSP pAb coniglio
Note/Alias	EDRF; ERAF; AHSP
Specie	Umano
GeneID (umano)	51327
GeneID	51327
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-102 dell'AHSP umano (NP_057717.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NZD4
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio