


Anticorpo Policlonale Anti-Aif Per Wb, If, Ihc, Elisa - 095831

Numero articolo: CM0016592



introduzione

Questo anticorpo policlonale AIF (095831) è validato per WB, IF, IHC, ELISA. Reagisce con AIF umano, murino e ratto. Adatto per studi sull'apoptosi e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AIF pAb coniglio
Note/Alias	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
Specie	Umano
GeneID	9131
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 334-613 dell'AIF umano (NP_004199.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O95831
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio