


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Aif Per Wb, Ihc-P, Elisa - 095831

Numero articolo: CM0003665



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-AIF validato per WB, IHC-P e ELISA. Riconosce AIF umano, murino e di ratto (fattore 1 inducente l'apoptosi, mitocondriale). Ideale per la ricerca sull'apoptosi e sul metabolismo mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AIF Rabbit mAb
Annotazioni / Alias	AIF; AUNX1; CMT2D; CMTX4; COWCK; DFNX5; NADMR; NAMSD; PDCD8; COXPD6; SEMDHL
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	9131
ID gene	9131
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 450-550 dell'AIF umano (095831).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	095831
Peso proteico	67kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio