


Anticorpo Monoclonale Anti-Aif1/Iba1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Numero articolo: CM0007675



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting AIF1/IBA1 umano (SWISS P55008). Validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per studi sull'attivazione dei macrofagi, legame all'actina e infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AIF1/IBA1 Rabbit PolymAb®
Note/Alias	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	199
GeneID	199
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-147 di AIF1/IBA1 umano (NP_001614.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P55008
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio