

Anticorpo Monoclonale Mouse Anti-Aif1/Iba1 Per Wb, If, Ihc-P, Elisa - O70200

Numero articolo: CM0012210



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo contro AIF1/IBA1 (AIF-1, Iba1) per WB, IF, IHC-P ed ELISA. Cross-reagisce con umano, topo, ratto. Rileva una proteina di ~17 kDa coinvolta nella legatura dell'actina e nella funzione dei macrofagi. Ideale per la ricerca sull'infiammazione e l'immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AIF1/IBA1 Mouse mAb
Osservazioni/Alias	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	199
ID Gene	11629
Immunogeno	Proteina ricombinante di AIF1/IBA1 di topo.
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O70200
Peso Proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio