

Anticorpo Policlonale Anti-Aif1/Iba1 Per Wb, If-P, Elisa - P55008

Numero articolo: CM0016597



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AIF1/IBA1 umano, validato per WB, IF-P e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studi sull'attivazione dei macrofagi e sull'infiammazione vascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AIF1/IBA1 Rabbit pAb
Note/Alias	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
Specie	Umana
ID gene (Umano)	199
ID gene	199
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-147 di AIF1/IBA1 umano (NP_001614.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P55008
Peso proteico	17 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio