

Anticorpo Policlonale Anti-Aif1/Iba1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P55008

Numero articolo: CM0020763



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-AIF1/IBA1 umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Ideale per studi di ricerca sull'attivazione dei macrofagi, sull'infiammazione vascolare e sulla migrazione dei linfociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AIF1/IBA1 pAb di coniglio
Note/alias	IBA1; IRT1; AIF-1; IRT-1; AIF1/IBA1
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	199
GeneID	199
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-147 di AIF1/IBA1 umano (NP_001614.3))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P55008
Peso della proteina	17 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante