

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Aifm2/Fsp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

Numero articolo: CM0006512



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-AIFM2/FSP1 validato per WB, IHC-P, ELISA in umano, topo, ratto. Bersaglia la proteina soppressore della ferroptosi 1 (FSP1), un inibitore chiave della ferroptosi. Peso molecolare 41kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb Coniglio AIFM2/FSP1
Note/Alias	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	84883
GeneID	84883
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-371 di AIFM2/FSP1 umano (NP_116186.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BRQ8
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio