

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aifm2/Fsp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Brq8

Numero articolo: CM0016848



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro AIFM2/FSP1 umano (proteina 1 soppressore della ferroptosi), validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla ferroptosi e sulla biologia redox.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AIFM2/FSP1 Rabbit pAb
Note/alias	AMID; FSP1; PRG3; AIFM2/FSP1
Specie	Umano
GeneID	84883
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-371 di AIFM2/FSP1/AMID/AMID umano (NP_116186.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q9BRQ8
Peso della proteina	41 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante