


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aim2 Per Wb, Elisa - Q91Vj1

Numero articolo: CM0023590



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Aim2 convalidato per Western blot ed ELISA. Rileva Aim2 murino e presenta reattività crociata con il ratto. Adatto per lo studio dell'attivazione dell'inflammasoma, della risposta al danno al DNA e dei meccanismi di soppressione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio Aim2
Note/Alias	Gm1313; Ifi210; Aim2
Specie	Topo
ID gene	383619
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 50-150 di Aim2 murino (NP_001013801.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Ratto
SWISS	Q91VJ1
Peso proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio