


Anticorpo Policlonale Anti-Aim2 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O14862

Numero articolo: CM0025816



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro AIM2 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva AIM2 in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sull'infiammasoma e sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AIM2 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	PYHIN4; AIM2
Specie	Umano
GeneID (umano)	9447
GeneID	9447
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 130-337 di AIM2 umano (NP_004824.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	O14862
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio