


Anticorpo Policlonale Anti-Aimp1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q12904

Numero articolo: CM0027083



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting AIMP1 umano, adatto per WB, IHC-P e ELISA. Rileva AIMP1 umano, di topo e di ratto. Ideale per studi su angiogenesi, infiammazione e biologia delle tRNA sintetasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AIMP1 Rabbit pAb
Note/Alias	p43; HLD3; EMAP2; SCYE1; EMAPII; AIMP1
Specie	Uomo
ID Gene (Uomo)	9255
ID Gene	9255
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-180 di AIMP1 umano (NP_001135888.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q12904
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio