

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Aip Per Wb Ed Elisa - O00170

Numero articolo: CM0017277



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro AIP umano (ARA9/XAP2), validato per WB ed ELISA. Reagisce anche con campioni di topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione di AHR e della regolazione della proteina X dell'HBV.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AIP Rabbit pAb
Note/alias	ARA9, XAP2, PITA1, XAP-2, FKBP16, FKBP37, SMTPHN, AIP
Specie	Umano
ID del gene (umano)	9049
ID del gene	9049
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-330 di AIP umano (NP_003968.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O00170
Peso della proteina	38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante