

Anticorpo Policlonale Anti-Aipl1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzn9

Numero articolo: CM0029660



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega all'AIPL1 umano (proteina simile 1 interagente con idrocarburi arilici), validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce incrociatamente con il mouse. Ideale per la ricerca sulla visione e gli studi sulla amaurosi congenita di Leber.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AIPL1 pAb coniglio
Note/Alias	LCA4; AIPL2; AIPL1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23746
GeneID	22746
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-384 dell'AIPL1 umano (NP_055151.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9NZN9
Peso proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio