


Anticorpo Policlonale Anti-Aire Per Wb, If/Icc, Elisa - 043918

Numero articolo: CM0020375



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-AIRE validato per WB, IF/ICC, ELISA nell'uomo, nel topo e nel ratto. Target: regolatore dell'autoimmunità (proteina APECED), coinvolto nell'autotolleranza timica. SWISS: 043918.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	AIRE Rabbit pAb
Note/Alias	APS1; APSI; PGA1; AIRE1; APECED; AIRE
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	326
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 30-130 di AIRE umano (NP_000374.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	043918
Peso della proteina	58 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante