

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ajuba (Validato Kd) Per Wb, Ip, Elisa - Q96If1

Numero articolo: CM0006429

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro Ajuba umano (JUB), validato KD per WB, IP ed ELISA. Rileva Ajuba umano e ratto (57 kDa). Ideale per lo studio dell'adesione cellulare, della dinamica del citoscheletro e della regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KD] Ajuba mAb Coniglio
Note/Alias	JUB; [Validato KD] Ajuba
Specie	Umano
GeneID	84962
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 201-290 di Ajuba umano (NP_116265.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q96IF1
Peso Proteico	57kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio