


Anticorpo Policlonale Anti-Ak1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00568

Numero articolo: CM0013632



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-AK1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in campioni umani e murini. AK1 è un'adenilato chinasi citoplasmatica coinvolta nell'omeostasi energetica e nel metabolismo dei nucleotidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AK1 Rabbit pAb
Note/Alias	HTL-S-58j; AK1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	203
GeneID	203
Immunogeno	Proteina ricombinante: proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-194 di AK1 umano (NP_000467.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	P00568
Peso della proteina	22 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante