

Anticorpo Policlonale Anti-Ak2 Per Wb Ed Elisa - P54819

Numero articolo: CM0026304



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'AK2 umano, validato per WB ed ELISA. Utile per la ricerca sull'omeostasi energetica mitocondriale, il metabolismo dei nucleotidi e l'ematopoiesi. Reagisce in modo crociato con umano e topo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	AK2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ADK2; AK2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	204
GeneID	204
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-232 dell'AK2 umano (NP_001616.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P54819
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio