


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Ak3 Per Wb, Elisa - Q9Uij7

Numero articolo: CM0029827



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità contro l'AK3 umana, validato per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per ricerche sulla adenilato chinasi mitocondriale e studi metabolici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AK3 Rabbit pAb
Note/Alias	AK6; FIX; AK3L1; AKL3L; AKL3L1; AK3
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	50808
GeneID	50808
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-227 dell'AK3 umana (NP_057366.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Uij7
Peso proteico	26kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio