


Anticorpo Policlonale Anti-Ak4 Per Wb, Ip, Elisa - P27144

Numero articolo: CM0018329



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio AK4 validato per WB, IP, ELISA. Rileva l'adenilato chinasi 4 (AK4) mitocondriale umana e murine, un enzima chiave nell'omeostasi energetica cellulare. Ideale per la ricerca sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	AK4 Rabbit pAb
Note/Alias	AK3; AK 4; AK3L1; AK3L2; AK4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	205
GeneID	205
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-223 della AK4 umana (NP_037542.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo
SWISS	P27144
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio