

Anticorpo Policlonale Anti-Ak7 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96M32

Numero articolo: CM0015163

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro AK7 umano (adenilato chinasi 7) per WB, IF/ICC, ELISA. Validato su campioni umani, murini e di ratto. Utile per lo studio della funzione ciliare e del metabolismo nucleotidico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AK7 Rabbit pAb
Note/alias	AK 7; FAP75; CFAP75; SPGF27; AK7
Specie	Uomo
ID del gene (umano)	122481
ID del gene	122481
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q96M32
Peso della proteina	83 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante