

## Anticorpo Policlonale Anti-Akap4 Di Coniglio Per Wb, If-P, Elisa - Q5Jqc9

Numero articolo: CM0014955

### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro l'AKAP4 umano (proteina di ancoraggio della chinasi A 4). Validato per WB, IF-P, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Rileva una proteina specifica del testicolo della guaina fibrosa degli spermatozoi di ~94 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome Prodotto         | AKAP4 Rabbit pAb                                                                                                                |
| Note/Alias            | HI; p82; CT99; FSC1; PRKA4; AKAP-4; AKAP82; AKAP 82; hAKAP82; AKAP4                                                             |
| Specie                | Umano                                                                                                                           |
| GeneID (Umano)        | 8852                                                                                                                            |
| GeneID                | 8852                                                                                                                            |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 189-340 dell'AKAP4 umano (NP_003877.2) |
| Sorgente              | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi Policlonali                                                                                                           |
| Applicazione          | WB, IF-P, ELISA                                                                                                                 |
| Reattività Incrociata | Umano, Topo, Ratto                                                                                                              |
| SWISS                 | Q5JQC9                                                                                                                          |
| Peso Proteico         | 94kDa                                                                                                                           |
| Spedizione            | Sacca di ghiaccio                                                                                                               |