


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Akap5 Per Wb, Elisa - P24588

Numero articolo: CM0014055



introduzione

Anticorpo policlonale anti-AKAP5 di coniglio di alta qualità, validato per Western blot ed ELISA. Riconosce AKAP5 umano e murino, una proteina scaffold coinvolta nella segnalazione del cAMP e nella plasticità sinaptica. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	AKAP5 Rabbit pAb
Note/Alias	H21; AKAP75; AKAP79; AKAP5
Specie	Umano
GeneID (umano)	9495
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-270 di AKAP5 umano (NP_004848.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	P24588
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante